



NOBA[®] OP-Haube Astroform

REF 673180

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung, Anwendung

Die OP-Haube (Gr. S) besteht aus einem Spunlace-Vlies. Das Material ist luftdurchlässig und somit atmungsaktiv. Dadurch wird ein Wärmestau verhindert, was den Tragekomfort erhöht. Die OP-Hauben dienen zur funktionellen und sicheren Abdeckung der Haare während Operationen. Sie ist im Stirnbereich mit einem hydrophilen Schweißband ausgestattet.

Zusammensetzung

Viskose, Polyester, Latexfreier Elastomerknoten

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose
Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.