



**NOBAMED Paul Danz AG**

# NOBA<sup>®</sup> OP-Haube Astroform

**REF 673200**

## **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung, Anwendung**

Die OP-Haube (Gr. L) besteht aus einem Spunlace-Vlies. Das Material ist luftdurchlässig und somit atmungsaktiv. Dadurch wird ein Wärmestau verhindert, was den Tragekomfort erhöht. Die OP-Hauben dienen zur funktionellen und sicheren Abdeckung der Haare während Operationen. Sie ist im Stirnbereich mit einem hydrophilen Schweißband ausgestattet.

## **Zusammensetzung**

Viskose, Polyester, Latexfreier Elastomerknoten

## **Ereignisberichterstattung**

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

## **Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen**

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

## **Verpackung**

Primärverpackung: Faltschachtel aus Cellulose  
Sekundärverpackung: Karton aus Cellulose

## **Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:**

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

## **Lagerung und Transport**

Trocken und staubfrei.

## **Produkte zur Einmalverwendung**

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

## **Entsorgung**

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.