



NOBAMED Paul Danz AG

RUDADETEC®

REF 040206

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Speziell für die Lebensmittelindustrie hergestellte, blaue Pflasterstrips (1,9cm x 7,6cm) mit eingearbeiteten Aluminiumstreifen, die die Pflaster detektierbar machen. Für primär heilende, kleinere Wunden.

Zusammensetzung

Polyethylen, Polyacrylatkleber, Aluminium

Normative und gesetzliche Anforderungen

RUDADETEC® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse Is, Regel 4 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-Verpackung

Sekundärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Tertiärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei.

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

