



NOBAMED Paul Danz AG

KOMPRESSEN-steril

REF 716507

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Steril verpackte **16-fach** gelegte Mullkompre-
resse aus 17-fädigem Verbandmull, der **Grö-
ße 7,5 cm x 7,5 cm à 5 Stück** einzeln ver-
packt, mit nach innen eingeschlagenen
Schnittkanten. Die Mullkompre-
resse dient der
allgemeinen Erstversorgung von Wunden, zur
Wundreinigung, zur Wundabdeckung und zum
Aufsaugen von Blut und Körperflüssigkeiten.
Die Kompre-
resse ist für den einmaligen Ge-
brauch bestimmt.

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt
schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese
nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in
dem der Anwender und/oder der Patient nie-
dergelassen ist, zu melden.

Normative und regulative Anforderun- gen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR
(EU) 2017/745.

Die Mullkompressen erfüllen die Anforderun-
gen der DIN EN 14079.

Die Sterilisation erfolgt entsprechend der DIN
EN ISO 11135.

Das Produkt enthält keine gefährlichen
toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Papier-
Papier-
Verpackung
Sekundärverpackung:: Faltschachtel
aus Zellulose
Tertiärverpackung: Karton aus
Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und
DIN EN ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei.

Sterilprodukt

Führen Sie vor der Verwendung eines Steril-
produktes eine Sichtprüfung der Verpackung
auf Unversehrtheit durch.

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten
kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung
führen. Die Aufbereitung für die Wiederver-
wendung kann die Leistung des Produkts be-
einträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen
und Standards der Infektionsprophylaxe.