



**NOBAMED Paul Danz AG**

## **RIBOCARE®**

REF 008012

### **Produktbeschreibung und Zweckbestimmung**

Die Krankenunterlage (**40 x 60 cm, 12-lagig**) besteht aus einer flüssigkeitsundurchlässigen Folie und mehreren Zellstofflagen. Die Zellstofflagen sind mit einem abdeckenden Vlies rundum verschlossen. Die Krankenunterlage kann bei der Inkontinenzversorgung eingesetzt werden. Außerdem dient sie als Bettenschutz bei feuchten Verbänden oder bei Verbandwechseln. Die Zellstofflagen nehmen Flüssigkeiten sicher auf. Die Folie verhindert das Austreten der Flüssigkeiten und somit ein Verschmutzen der Bettwäsche. RIBOSOFT® unterstützt das Pflegepersonal in der Klinik und bei der ambulanten häuslichen Versorgung der Patienten.

### **Zusammensetzung**

Frischzellulose, Polypropylen, Polyethylen

### **Normative und gesetzliche Anforderungen**

RIBOCARE® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42/EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in Klasse I, Regel 1 eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 450 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

**Hilfsmittel-Nr.**  
19.40.05.3075

### **Verpackung**

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### **Lagerung**

Trocken und staubfrei

**Das Produkt trägt folgende Kennzeichnung und Symbole**

