



NOBAMED Paul Danz AG

RIBOPANTS®

Größe XL

Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Geschlossene Inkontinenzhose für Erwachsene, die bei mittlerer bis schwerer Inkontinenz eingesetzt wird. RIBOPANTS® besteht aus einem Stück und wird wie normale Unterwäsche getragen. Die Hose verfügt über elastische Bündchen am Beinausschnitt und Taillenberg. Eine spezielle Feuchtigkeitsverteilungsschicht reduziert das Nässegefühl.

Zusammensetzung

Zellstoff, Polypropylen, Polyethylen, Elastomere

Normative und gesetzliche Anforderungen

RIBOPANTS® ist ein Medizinprodukt nach der Richtlinie MDD 93/42 EWG und der Verordnung MDR (EU) 2017/745 und wird in die Klasse I, basierend auf Regel 1, eingestuft.

Die Saugfähigkeit nach ISO 11948 beträgt 1210 g.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsebenen.

Verpackung

Primärverpackung: PE-Beutel

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Lagerung

Trocken und staubfrei

Das Produkt trägt folgende Symbole und Kennzeichnung:

