

DATENBLATT

Beschreibung

Die Ambu Einweg-Gesichtsmaske ist eine anatomisch korrekt geformte Gesichtsmaske, die für die Oxygenierung und Beatmung des Patienten entwickelt wurde.

Die Einweg-Gesichtsmaske ist in 6 verschiedenen Größen erhältlich, wodurch dem Anwender stets eine für den Patienten passende Gesichtsmaske zur Verfügung steht.

Merkmale

Es handelt sich um eine Gesichtsmaske für den Einmalgebrauch, die sowohl mit als auch ohne Cuffüllventil erhältlich ist. Die Gesichtsmaske verfügt über eine Daumenstütze für eine einfache Handhabung bei gleichzeitig guter Abdichtung.

Die Form der Maske sorgt dafür, dass der Maskendom im Inneren ausreichend Platz für Mund und Nase bietet, auch wenn Druck auf die Maske ausgeübt wird.



Ambu SPUR II Einweg-Beatmungsbeutel mit Ambu Einweg-Gesichtsmasken

Ambu® Einweg-Gesichtsmaske Ambu® Einweg-Gesichtsmaske PLUS



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Transparenter Maskendom zur einfachen Beobachtung des Patientenzustands

Maskendom mit Daumenstütze für einen einfachen Halt

Weicher, anatomisch geformter, luftgefüllter Cuff ermöglicht eine hohe Abdichtung auf dem Gesicht des Patienten

Einwegkonzept minimiert das Risiko einer Kreuzinfektion

Alle Größen sind einzeln verpackt, unsteril, 20 Stück je Verpackungseinheit

Phthalatfreies Material

Erhältlich mit und ohne Hakenring*

* Die Größen "Neugeborene" und "Säuglinge" sind ausschließlich ohne Hakenring verfügbar.

BESTELLINFORMATIONEN

OHNE HAKENRING

Artikelnummer	Bezeichnung
000 252 051	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Neugeborene
000 252 052	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Säuglinge
000 252 053H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Kleinkinder
000 252 054H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene klein / Jugendliche
000 252 055H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene mittel
000 252 056H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene groß
000 252 951	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Neugeborene
000 252 952	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Säuglinge
000 252 953H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder
000 252 954H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene klein / Jugendliche
000 252 955H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel
000 252 956H	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene groß

MIT HAKENRING

Artikelnummer	Bezeichnung
000 252 053	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Kleinkinder
000 252 054	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene klein / Jugendliche
000 252 055	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene mittel
000 252 056	Ambu Einweg-Gesichtsmaske Erwachsene groß
000 252 953	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Kleinkinder
000 252 954	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene klein / Jugendliche
000 252 955	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene mittel
000 252 956	Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS Erwachsene groß

GRÖSSEN

Bezeichnung	Gewicht
Neugeborene	9 g
Säuglinge	14 g
Kleinkinder	25 g
Erwachsene klein/Jugendliche	33 g
Erwachsene mittel	47 g
Erwachsene groß	49 g

MATERIALIEN

Produkt	
Maskendom	Polyvinylchlorid
Cuff	Polyvinylchlorid
Cufffüllventil	Polycarbonat
Verpackung	
Beutel	PP (Polypropylen)
Umverpackung	Karton
Umwelt	
Phthalatfrei	Ja
Nicht aus Naturkautschuklatex gefertigt	Ja



Ambu Einweg-Gesichtsmaske PLUS mit Cufffüllventil



Ambu Einweg-Gesichtsmaske, ohne Cufffüllventil, mit Hakenring

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE 2797 US: Rx only