

Ambu® Mehrweg PEEP-Ventile 10 & 20

DATENBLATT

Die Ambu® Mehrweg PEEP-Ventile 10 und 20 sind für die Bereitstellung eines PEEP in Verbindung mit manuellen Beatmungsbeuteln, Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten und CPAP-Systemen konzipiert. Beide Ambu® Mehrweg PEEP-Ventile sind in zwei Größen erhältlich, die sich nach der Größe des Anschlusses richten: ein 30 mm Anschluss oder ein 22 mm Anschluss. Die Ambu® Mehrweg PEEP-Ventile sind als MR-unsicher gekennzeichnet.

Das Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventil 10 ist einstellbar, d.h. es kann einen PEEP zwischen 0 - 10 cmH₂O erzeugen. Das Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventil 20 kann ebenfalls eingestellt werden und einen PEEP zwischen 1,5 und 20 cmH₂O erzeugen. Durch die Einstellmöglichkeit der Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventile, können sie eine bestimmte Menge an PEEP bereitstellen, die den Bedürfnissen des Patienten entspricht.

Nach dem Gebrauch sind die Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventile sowohl für die manuelle als auch für die automatische Reinigung, Desinfektion und Sterilisation geeignet. Sie können auch bei einer Temperatur von 134 °C sterilisiert und bis zu 30 Mal wiederaufbereitet werden.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Die wiederverwendbaren PEEP-Ventile von Ambu® sind so einstellbar, dass unterschiedliche PEEP-Werte angewendet werden können. Das Mehrweg-PEEP-Ventil 10 kann so eingestellt werden, dass es einen PEEP zwischen 0 und 10 cmH₂O erzeugt. Das Mehrweg-PEEP-Ventil 20 kann so eingestellt werden, dass es einen PEEP-Wert zwischen 1,5 und 20 cmH₂O bietet.

Beide sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich, eine mit einem 30 mm ID Konnektor und eine mit einem 22 mm AD Konnektor, um den Anschluss an verschiedene Geräte zu ermöglichen.

Bis zu 30 mal wiederaufbereitbar.

Geeignet für die Wiederaufbereitung bei einer Temperatur von 134 °C

Ambu

BESTELLINFORMATIONEN

Artikelnummer	Bezeichnung
137 001 000	Ambu PEEP-Ventil 10 mit 30 mm ID Konnektor und 22 mm AD Konnektor
000 137 000	Ambu PEEP-Ventil 10 mit 30 mm ID Konnektor
000 138 000	Ambu PEEP-Ventil 10 mit 22 mm AD Konnektor
000 213 000	Ambu PEEP-Ventil 20 mit 30 mm ID Konnektor
000 177 000	Ambu PEEP-Ventil 20 mit 22 mm AD Konnektor

MATERIALIEN

Produkt	Material
Transparente Kunststoffteile	Polysulfon
Kunststoffteile des Ventilgehäuses	Polysulfon mit Delrin-Scheibe und Silikonöl
Einstellkappe	Polyamid (Nylon)
Dichtung in Einstellkappe	EPDM-Gummi
Federn	Rostfreier Stahl

GRÖSSE

Abmessungen	
Länge	65 - 78 mm (abhängig von der Einstellung, Durchmesser 45 mm)
Gewicht	< 45 g



Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventil 20



Ambu® Mehrweg-PEEP-Ventil 10

Ambu

Ambu GmbH
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

🏢 **Ambu A/S**
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

CE²⁷⁹⁷ US: Rx only