

## DATENBLATT

Das Ambu Einweg-Manometer für den einmaligen Gebrauch (Single Patient Use) ist für die Überwachung des Atemwegsdrucks des Patienten bestimmt.

Das Einweg-Manometer von Ambu eignet sich zur Verwendung mit Ambu Beatmungsbeuteln oder anderen Beatmungsbeuteln, Hyperinflationsbeuteln, CPAP-Masken oder Schlauchsystemen.

Das Ambu Einweg-Manometer ist bedingt MR-sicher und kann daher unter den folgenden Bedingungen in MR-Umgebungen verwendet werden:

- Statisches Magnetfeld von 7 Tesla und weniger, mit:
- Maximalem räumlichen Feldgradienten von 20.000 G/cm (200 T/m)
- Maximalem Kraftprodukt von 902.000.000 G<sup>2</sup>/cm (902 T<sup>2</sup>/m)

Die Verwendung innerhalb der MRT-Öffnung kann die MR-Bildqualität beeinträchtigen.

# Ambu® Einweg-Manometer



## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Bedingt MR-sicher

Das schlanke Design ermöglicht eine einfache Drucküberwachung mit minimaler Beeinträchtigung der Sicht auf das Gesicht des Patienten

Das Einweg-Konzept minimiert das Risiko von Kreuzinfektionen

Das Manometer hat eine farbcodierte Skala zur besseren visuellen Unterstützung während der Beatmung. Die farbcodierte Skala dient ausschließlich der visuellen Unterstützung.

# Ambu

## SPEZIFIKATIONEN

### Größe

Länge	55 mm (2.17")
Durchmesser	22 mm (0.87")
Gewicht	6.9 g
Konnektorgroße	ID 4.0 mm (0.16")

### Materialien

Konnektor	SEBS
Feder	CuSn
Gehäuse	SB
Kolben	PP
Membran	Silikon
Betriebstemperaturgrenzen	-18 °C bis +50 °C
Lagerungstemperaturgrenzen	-40 °C bis +60 °C

### Messung

Messgrenzen	5 - 60 cmH <sub>2</sub> O (hPa)
Genauigkeit	± 2 cmH <sub>2</sub> O (hPa) bei 5, 10, 15, 20 und 30 cmH <sub>2</sub> O (hPa) ± 3 cmH <sub>2</sub> O (hPa) bei 40 cmH <sub>2</sub> O (hPa) ± 5 cmH <sub>2</sub> O (hPa) bei 60 cmH <sub>2</sub> O (hPa)

## BESTELLINFORMATIONEN

### Artikelnummer

322003000	Ambu Einweg-Manometer, 15 Stück pro VE, 180 Stück pro Umverpackung
-----------	---



Ambu Einweg-Manometer  
angeschlossen am Ambu SPUR  
II Beatmungsbeutel

# Ambu

### Ambu GmbH

Steinkopfstraße 4  
61231 Bad Nauheim  
Deutschland  
T +49 (0) 60 32/92 50-0  
ambu.de

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
2750 Ballerup  
Denmark  
T +45 72 25 20 00  
ambu.com



US: Rx only