



## NOBARHINAL<sup>®</sup> -basic groß

REF 874110

### Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Der Nasenverband besteht aus einem weichen, zylindrischen und saugfähigen Kissen von ca. 7,5 cm x 3 cm, das mit einem elastischen Gestrick überzogen ist. Die elastischen Schlaufen ermöglichen eine Fixierung hinter den Ohren. Der Nasenverband nimmt, postoperativ eingesetzt, Blut und Wundsekret auf. Er kann auch als Trägermaterial bei einer Aromatherapie eingesetzt werden.

### Zusammensetzung

Polyamid, Baumwolle

### Kontraindikation

Bei einer bestehenden Allergie gegen das Material sollte das Produkt nicht angewendet werden.

### Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter [www.nobamed.com](http://www.nobamed.com)



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und DIN EN ISO 20417.

### Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

### Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

### Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe.