



## NOBATON®

### Produktbeschreibung und Zweckbestimmung

Feinmaschiger, dicht gestrickter Schlauchverband, der aus ungebleichter Baumwolle hergestellt ist. Eine hohe Querelastizität sorgt für gute Anpassungsfähigkeit. Die ungebleichte Baumwolle hat wasserabweisenden Charakter und überzeugt durch ihre hohe Hautverträglichkeit. Er dient als Unterzug bei starren oder halbstarren Stützverbänden. Die dichte Struktur schützt die Haut vor dem mit Polyurethanharz getränkten Material und ermöglicht außerdem die Applikation eines enganliegenden Verbandes.

### Zusammensetzung

Baumwolle

### Normative und gesetzliche Anforderungen

NOBATON® ist ein Medizinprodukt nach MPG, Klasse I, Regel 1 und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH. Es trägt CE- und DIN EN ISO 15223-1-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen.

### Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

### Lagerung

Trocken und staubfrei

