



NOBA[®] HOSE

REF324047

Produktbeschreibung, Zweckbestimmung, Anwendung

Das Einmal-Produkt NOBA HOSE für **Kinder, groß (Gr. 92-134)**, ist eine feinmaschige, dicht gestrickte, naturfarbene Hose mit einer gerippten Struktur. Eine hohe Elastizität sorgt für gute Anpassungsfähigkeit. Die ungebleichte Baumwolle hat einen wasserabweisenden Charakter. Die Naturfaser verleiht dem Material eine hypoallergene Eigenschaft mit hoher Hautverträglichkeit. NOBA[®] HOSE dient als Unterzug bei starren oder halbstarren Stützverbänden. Bei dermatologischen Erkrankungen dient die NOBA[®] Hose als Überzug bei Salbenverbänden oder anderen Therapieformen.

Zusammensetzung

Baumwolle

Ereignisberichterstattung

Sollten im Zusammenhang mit dem Produkt schwerwiegende Vorfälle auftreten, sind diese nach MDR (EU) 2017/745 dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden

Normative und regulative Anforderungen, Gemeinsame Spezifikationen

Medizinprodukt nach MDD 93/42/EWG, MDR (EU) 2017/745.

Das Produkt enthält keine gefährlichen toxischen Substanzen gemäß REACH.

Verpackung

Primärverpackung: Faltschachtel aus Zellulose

Sekundärverpackung: Karton aus Zellulose

Bei der Kennzeichnung verwendete Symbole:

Erläuterungen unter www.nobamed.com



Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen mit CE und nach DIN EN ISO 15223-1 und ISO 20417.

Lagerung und Transport

Trocken und staubfrei

Produkte zur Einmalverwendung

Die Wiederverwendung von Einmalprodukten kann zu einer mikrobiologischen Gefährdung führen. Die Aufbereitung für die Wiederverwendung kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen.

Entsorgung

Nach lokal geltenden gesetzlichen Regelungen und Standards der Infektionsprophylaxe